

Order-ID:

OI:

Avd:

Datum:

Sagittalplan

Flektion höft:

Hö

OK att ändra
för att få i lod

Vä

(grader °)

Flektion knä:

Hö

OK att ändra
för att få i lod

Vä

Fotledsvinkel: PF Hö DF Hö

90

PF Vä DF Vä

90

Frontalplan

Enligt hälavstånd C-C (fyll i mått längre ner)

Abduktion höft:

Hö

Vä

(grader °)

Varus knä:

Hö

Vä

Valgus knä:

Hö

Vä

Neutralt knä:

Hö

Vä

Varus fotled:

Hö

Vä

Valgus fotled:

Hö

Vä

Neutral fotled:

Hö

Vä

Fot parallell med golvet:

Hö

Vä

Benlängdsskillnad:

Hö

Vä

Ben är mm kortare

Aktuellt slutmått.
Skriv skalets önskade
lordos.

(mm)



Kompletterande
mått vid asymmetri

Inåtrotation fot:

Hö

Vä

(grader °)

Utåtrotation fot:

Hö

Vä

Ingen rotation:

Hö

Vä

ML (mm)

ML Axilla

Hö

ML Xyph

Hö

ML Midja

Hö

ML Troch

Hö

ML Gren

Hö

ML Lår

Hö

ML Knä

Hö

ML Vad

Hö

ML Malleoler

Hö

ML Häl

Hö

ML Ball

Hö

Axilla

Xyphoideus

Midja

Trochanter

Knä-centrum

Knä-centrum

Hälavst. C-C

ML Gren

Vä

ML Lår

Vä

ML Knä

Vä

ML Vad

Vä

ML Malleoler

Vä

ML Häl

Vä

ML Ball

Vä

Mått tas
med
AFO/skor

Höjd (mm)

Knä - Slut

Vä

Knä - Axilla

Vä

Knä - Xyph

Vä

Knä - Midja

Vä

Knä - Troch

Vä

Knä - Gren

Vä

Knä - Lår

Vä

Knä - Vad

Vä

Knä - Mark

Vä

Knä - Slut

Hö

Knä - Axilla

Hö

Knä - Xyph

Hö

Knä - Midja

Hö

Knä - Troch

Hö

Knä - Gren

Hö

Knä - Lår

Hö

Knä - Vad

Hö

Knä - Mark

Hö

AP (mm)

Alltid aktuella slutmått.
Skriv skalets önskade
djup.

AP Xyph

AP Midja

AP Troch

AP Troch 2

AP Lår

AP Knä

AP Vad

AP Vrist

Axilla

Xyphoideus

Midja

Trochanter

Gren

Knä-centrum

Vad

Önskad längd

ML-mått i blanketten är tagna som:

Aktuella slutmått
(Ingen kompensation görs)

Personmått, modelleras med
kompensation för kläder (mm):
(Samtliga ML-mått kompenseras)

Fotdelar utformade för:

Skor Modelleras med kompensation för
hälkappa och sula

AFO

Barfota Fotdel polstrad med PE-skum.
Modelleras likt en AFO, kräver
kompletterande mått på sida 2


Ståskal, måttblankett

kompletterande mått för fotform till ståskal


Höger

Denna blankett används till digitalt ståskal när fotdel är utformad för användande utan skor eller AFO

Ange mått i (mm)



Vänster



Fylls i av beställare

Faktureras

Levereras

Adress

Fylls i av beställare

Handläggare

E-mail


Beställningsdatum

Order ID

Beräknat provdatum

Patient ID

Minsta ledtid 10+4 arbetsdagar



Konstruktion Bas

Konstruktion

Termoplast, PE 6-10 mm. Tjocklek termoplast dimensioneras efter ståskalets storlek.

Fotdel

Ingen polstring. Lös innersula i svart EVA 14 mm fäst med kardborre. Fotdelarna kläs in i svart galon. Tunna halsulor, ej monterade, skickas med separat. Mått på fotdel tas inklusive ortoser eller skor som skall användas.

Inlodning

Bålen är i lodlinje i både frontal- och sagittalplan. Planade lätt koniska fotdelar i PUR-skum.

Patientbundna val ortos

Infärgning

Bilder på infärgningspapper finns på hemsidan

Övriga ändringar/tillägg produktion

Bål- och ryggpolstring

Ingen polstring på bål eller rygg

Polstring båldel i Plastazote, 10 mm
inkl. sidor. Höjd; prox
ståskalskant till sacrum

Polstring ryggdel i Plastazote 10-20 mm Enbart posteriort.
Höjd; prox ståskalskant till
sacrum.

10 mm

15 mm

20 mm

Förbindelsestag mellan ben

Extra EVA-platta (14mm) i fotdel

Nackstöd

Inget nackstöd

Nackstöd enligt storlek nedan, med insticksfäste

3D-printat med textilöverdrag

Litet

Breddat

Litet skålat

Stort skålat

Litet rakt

Huvudstöd

Dynamiskt huvudstöd "HEADPOD" fästs centrerat på nackstöd. Beställare bör bekanta sig med tillverkarens rekommendationer för huvudstödet. Bruksanvisning från **Mayday Aid** [HÄR](#)

Axeldrag

X-sele ForMotion storlek

X-sele Anatomic Sitt storlek

H-sele Anatomic Sitt storlek

Övriga ändringar/tillägg färdigställning

Vristband

Vristband i nylon med fixlock lateralt, svart prefabricerad kudde

Handtag och remmar

Handtag i överkant båldel

Handtag i gren

Handtag i sidor

Omonterade band

Valda band, handtag och nackstöd medskickade omonterade

Halksula

Ingen halksula skickas med

Bröstband

Inget bröstband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

20 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

Höftband

Inget höftband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

Knäband

10 cm cirkulärt band ovan knä fäst med k-band

10 cm cirkulärt band mitt över knä fäst med k-band

10 cm cirkulärt band under knä fäst med k-band

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja ovan knä

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja under knä

(Nylonförstärkta k-band skickas med omonterade)

Kommentar till modellör

Om avstämning från modellör önskas innan produktion påbörjas, fyll även i önskemål om det nedan

Övriga kommentarer för tillverkning

- **"Spara som"** alternativt **"Ladda ner med dina ändringar"** Det finns olika alternativ beroende på om du jobbar i en webbläsare eller i ett program.
- Maila beställningen med formulär till **centralproduktion@formotion.com**
Bifoga alltid de patientbilder du kan för att underlätta för modellering. (Frontalvy och sagittalvy krävs) Ta foton en bit ifrån och inte i vinkel.